

<ペットの CTC 測定も開始いたしました。>

弊社ラボでは、これまでにペットクリニックから依頼や問い合わせが多く寄せられておりました。そのため、弊社ラボではこれまでの経験を生かし、犬、猫の CTC 測定を開始いたしました。

今回、CTC 検出例の一部をご紹介します。

▶ペットの CTC 測定のご出検に関して

ペットの採血につきましては、日本ベクトン・ディッキンソン株式会社の EDTA 入り採血管を使用します。血液は 1ml 採血していただき、採血後にはゆっくりと転倒混和を 10 回行い、24 時間以内にご提出いただきます。

※犬、猫以外の動物種につきましては、弊社ラボまでお問い合わせください。

<ペットの CTC 測定の検出例> 動物種:犬

犬の種類:ダックスフンド

乳がん疑い 1ml 静脈血

CTC を 3 細胞検出した。(白矢印) 抗体は Dog に特異性のある抗体を使用

