

オリゴ DNA・RNA 納品用スクリューキャップチューブ 仕様変更のお知らせ

納品用スクリューキャップチューブの仕様が変わります

O-リング内蔵タイプ



O-リングレスタイプ

ダブルシールポイントで高い気密性を保持
サンプルの漏れや蒸発を防ぎます

日本遺伝子研究所製オリゴ DNA・RNA の納品に用いておりますスクリューキャップチューブの仕様変更についてお知らせいたします。
ご理解、ご了承くださいませよう、よろしくお願い申し上げます。

【変更時期】

2020年4月頃～

旧タイプの在庫がなくなり次第、随時変更させていただきます。

【変更内容詳細】

旧…O-リング内蔵タイプ

新…O-リングレスタイプ

- ▶ダブルシールポイントが高い気密性を保ちます。
- ▶第1シールポイント（キャップの突起部分）が、チューブ本体との隙間をシーリングします。
- ▶さらに約180°を締めきることで、第2シールポイントがチューブ本体上部ともしっかりシーリングし、サンプルの漏れや蒸発を防ぎます。