

RNA 保存液「RNA SHIELDER™」



ssRNA や totalRNA を冷蔵(2~8℃)で溶液のまま安定的に長期保存するための保存液、それが、RNA SHIELDER™ です。

RNA SHIELDER™ は、

- ▶ RNA 自体を保存するための試薬です。(組織や細胞を保存する試薬ではありません)
- ▶ totalRNA で 1 年、ssRNA で半年間保存できることが確認されています。
(体積混合比 RNA サンプル : RNA SHIELDER™ = 9 : 1 の場合)
- ▶ 反応系への阻害の心配がありません。
逆転写反応や PCR だけでなく、次世代シーケンスにおいても -80℃ 保存のサンプルと同等の結果が得られています。

『RNA SHIELDER™』 [詳細はこちら](#)

Related Information ①

RNA SHIELDER™ と混合した totalRNA の質量、その他にも各種換算や算出には、弊社ホームページ『便利ツール』が大変便利です。是非ご活用ください！

『便利ツール』は [こちら](#)

Related Information ②

RNA SHIELDER™ が開発されたことによって実現した、製品・サービスの一部をご紹介します。

RT-qPCR 用の一本鎖 RNA スタンダード作製サービス

⇒詳細は [こちら](#)