

NEW !

『Cell Free DNA 濃度評価用リアルタイム PCR 製品』をラインナップ

弊社では、多くのお客様がすでにご所有のリアルタイム PCR 機器を用いて Cell Free DNA (cfDNA) 濃度を便宜的に評価することが可能な PCR 製品をラインナップしました。ヒトゲノム DNA に複数箇所存在する LINE-1 配列を利用するもので、加水分解プローブ法による「プライマー・プローブセット」と SYBR Green I などのインターカレータ法による「プライマーセット」の2種をご用意しました。

～ 次回に詳細をご紹介します ～

【受注生産品】

製品番号 : 500201 LINE-1 PP セット (プライマー・プローブセット)

製品番号 : 500202 LINE-1 P セット (プライマーセット)

お問い合わせ

株式会社日本遺伝子研究所 合成事業部

oligo@ngri.co.jp

TEL : 022-388-9748 (直通) FAX : 022-388-9740 まで