

麻疹・風疹ウイルス検出用リアルタイムRT-PCR
プライマー・プローブ セット合成 申込書

株式会社 日本遺伝子研究所 合成事業部 FAX：022-388-9740
TEL：022-388-9748
E-mail：oligo@ngrl.co.jp

◆ 「注文数」の欄に必要なセット個数をご記入ください。

名 称	詳細	反応数	価格(税込み)	プローブ蛍光色素	備考	注文数
麻疹ウイルス検出用 プライマー・プローブ セット合成	・右記の反応数は、国立感染症研究所の反応スキームを用いる場合の回数です。 ・リアルタイムOne-Step RT-PCR法に対応した麻疹ウイルス検出用の プライマー・プローブ（下記①～③）のセット合成です。 ・麻疹単独の場合はFAM-BHQ1、風疹ウイルスとの同時検出では5'HEXを選択ください。 ・表示価格は消費税込みの価格です。	500反応	¥27,500	③ MVNP1163P ☐ 5'FAM-3'BHQ1 ☐ 5'HEX-3'BHQ1		

名 称		反応数	価格(税込み)	プローブ蛍光色素	備考	注文数
風疹ウイルス検出用 プライマー・プローブ セット合成	・右記の反応数は、国立感染症研究所の反応スキームを用いる場合の回数です。 ・リアルタイムOne-Step RT-PCR法に対応した風疹ウイルス検出用の プライマー・プローブ（下記④～⑥）のセット合成です。 ・⑥はマニュアルでは5'FAM,3'NFQ-MGBですが、5'FAM,3'BHQ1-MGBで代替可能です。 ・表示価格は消費税込みの価格です。	500反応	¥44,000	⑥ NS(93-106)Probe 5'FAM, 3'BHQ1-MGB		

▶ 国立感染症研究所の病原体検出マニュアルに則ったプライマー・プローブ配列情報と1反応 20 μL系PCRの終濃度と使用量

		終濃度と1反応あたりの使用量		
麻疹ウイルス用	(5'→3')			
① MVN1139F	TGGCATCTGAACCTCGGTATCAC	22mer	400nM=0.4pmol/μL	8pmol/1反応
② MVN1213R	TGTCCTCAGTAGTATGCATTGCAA	24mer	400nM=0.4pmol/μL	8pmol/1反応
③ MVNP1163P	(蛍光色素)-CCGAGGATGCAAGGCTTGTTCAGA -(クエンチャー)	25mer	250nM=0.25pmol/μL	5pmol/1反応
風疹ウイルス用	(5'→3')			
④ NS(32-54)Fwd	CCTAHYCCCATGGAGAACTCCT	23mer	900nM=0.9pmol/μL	18pmol/1反応
⑤ NS(143-160)Rev	AACATCGCGCACTTCCCA	18mer	900nM=0.9pmol/μL	18pmol/1反応
⑥ NS(93-106)Probe	(FAM)-CCGTCGGCAGTTGG-BHQ1-MGB	14mer	250nM=0.25pmol/μL	5pmol/1反応

お申込み日： 年 月 日

依頼者名：	所属機関：	試薬取引業者(代理店)名称：(電話番号もご記入ください) ご要望 (送付先が異なる場合はこちらへご記入ください)
住所：		
電話番号：	E-mailアドレス：	
FAX番号：		