

その他生物種 qPCR用合成セット一覧

検出方法: 加水分解プローブ法, 反応回数: 約250回相当, 価格: ¥35,000—(税抜き)

対応機種: LightCycler®(キャピラリー), LightCycler®480, その他機種にも対応可能

保存方法: -20℃冷凍保存

Others Species qRT-PCR

生物種	遺伝子名	セット名	製品No.
Oryza Sativa	GAPDH(glyceraldehyde-phosphate-dehydrogenase)	GAPDH	4652070-T
Rabbit(2種)	GAPDH(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase)	GAPDH	4652002-T
	β actin(beta-actin)	β actin	4652029-T
Bos taurus	GAPDH(glyceraldehyde-phosphate-dehydrogenase)	GAPDH	4652061-T
Pig(2種)	GAPDH(glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase)	GAPDH	4652037-T
	β actin(beta actin)	β actin	4652045-T
guinea pig	β actin(beta actin)	β actin	4652053-T