

提出条件

LightCycler®関連サービス(至適化)

条件検討用にポジティブサンプルの送付が必要です。

アプリケーション	送付内容
mRNA 定量(2step, SYBRGreen I 使用)	Total RNA 30 μ g
mRNA 定量(2step, HybProbe 使用)	
mRNA 定量(2step, 加水分解プローブ使用)	
DNA 定量(2step, SYBRGreen I 使用)	Genomic DNA (10ng/ μ L)30 μ L
DNA 定量(2step, HybProbe 使用)	
DNA 定量(2step, 加水分解プローブ使用)	

送付サンプルの詳細につきましては、お申込み後、メールにてご案内します。