

新型コロナウイルス陽性コントロール RNA 2種/1セット

国立感染症研究所推奨のリアルタイム One-Step RT-PCR 「Nセット・N2セット」 2種に使用できる ssRNA 陽性コントロールのセットです。

10^5 copies/ μ L に正確に濃度調製され、凍結融解回数および温度が管理されています。

コントロール RNA は RNA 安定化試薬 RNA Shielder により安定化されています。

リアルタイム One-Step RT-PCR で品質管理されています。

正確性と安定性が高く精度管理に最適です。


【オプション】

より高濃度領域の直線性を確認されたいお客様やご自身で濃度調製管理されたいお客様のために、オプションで高濃度 (10^7 copies/ μ L, 100 μ L) のものをご用意いたします。ご相談ください。


※ 濃度調製、凍結融解回数および温度等の管理はお客様ご自身でお願いいたします。

リアルタイム One-step RT-PCR 法による QC データ

Nセット




N2セット



Tapestation によるエレクトロフェログラム

Nセット用



N2セット用

