

§ RNA 保存溶液

「RNA SHIELDER (シールドー)」によって実現可能となった製品をご紹介します。

【検量線スタンダード RNA (インフルエンザ用)】

A (H7N9) 検出用アッセイ向けに、検量線スタンダードとしても利用できる H7 亜型 RNA 陽性コントロールのトライアル版をご用意しております。

⇒詳細は[こちら](#)

【ご希望の RNA スタンダード作製承ります】

1 step RNA 発現 qPCR では、RNA スタンダードが不安定である理由から、これまで DNA スタンダードが用いられてきました。しかしながら、この場合、逆転写部分の検証がないことが課題でした。「RNA SHIELDER」を用いれば、安定した RNA スタンダードをご提供できますので、RT から qPCR までをカバーした精度管理が可能となります。

⇒詳細は[こちら](#)

【RNA 保存溶液—RNA SHIELDER の詳細はこちらです】

⇒詳細は[こちら](#)