

RNA 保存液「RNA SHIELDER」

RNA SHIELDER は、
RNA を、冷蔵(2~8℃)で安定的に長期保存するための保存液です。

凍結融解はもう必要ありません！

RNA を溶液状態で冷蔵保存でき、精度管理用のコントロールとして利用可能です。
長期保存が実現！

従来は-20℃凍結保存でも分解され、長期保存は難しいとされてきました。

輸送にも便利！

冷蔵輸送(2~8℃)等によるダメージを最小限に抑えます。

RNA SHIELDER で、様々な問題が解決できます。

初めてご利用になる方へお奨め、トライアル版もございます。

使い勝手を試してみたい方、保存したいサンプル数が少ない方には、是非！

詳しくは[こちら](#)