

RNA 保存溶液「RNA SHIELDER」関連製品のご案内

「RNA SHIELDER」によって実現可能となった製品をご紹介します。

<RT-qPCR 用の一本鎖 RNA スタンダードが実現可能に！>

1 step RNA 発現定量 PCR では、RNA スタンダードを安定して使用することが困難で、これまで DNA スタンダードによる定量が行われていました。しかしながら、この場合、RT 部分の検証がないことが課題となっています。

「RNA SHIELDER」を用いれば、安定した RNA スタンダードを調製することができ、RT から qPCR までの Quality controlが可能となります。

⇒詳細は[こちら](#)

<qPCR（遺伝子定量）精度管理 RNA（CML 用）>

CML などの発現定量 PCR を対象として、K562 細胞からの抽出 RNA に「RNA SHIELDER」を添加した「精度管理 RNA」を販売しております。

この RNA は内部精度管理に適した製品で、この K562 細胞を用いた精度管理 RNA の販売は RIKEN BRC（理研パイオリソースセンター）より許諾を受けております。

⇒詳細は[こちら](#)

お問い合わせ

oligo@ngri.co.jp

株式会社日本遺伝子研究所 合成事業部

TEL：022-388-9748（合成事業部直通） FAX：022-388-9740 まで